

# COOL SAFE®



## Medikamenten-Kühltasche Protect S und M

Protect S: PZN: 17617650 Protect M: 18174841



\*geprüft durch TÜV Rheinland  
(freiwillige Prüfung, Effektivität geprüft)

# COOL\*SAFE® Medikamenten-Kühltasche

Vom TÜV Rheinland getestet: Mit den COOL\*SAFE®-Kühltaschen bleiben kühl(ketten)pflichtige Medikamente stundenlang kühl. Gleichzeitig werden Arzneimittel auch optimal vor kühlakkubedingtem Einfrieren geschützt.

Hohe Qualität, sowie Funktionalität und stilvolles Aussehen zeichnen die COOL\*SAFE®-Kühltasche aus.

Mit ihrem geringen Gewicht ist sie sehr handlich und lässt sich bequem überall mit hinnehmen. Die helle Farbe wurde bewusst gewählt, um ein unnötiges Aufheizen durch Sonnenlicht zu unterbinden. Ihr klassisches, attraktives Design macht die COOL\*SAFE®-Kühltasche zu einem coolen Begleiter für alle Altersklassen.

**Die COOL\*SAFE®-Kühltasche wird zusammen mit 6 COOL\*SAFE®-Kühlakkus geliefert.**

## Diese Medikamenten-Kühltasche ist qualitativ hochwertig verarbeitet:

### Sicherheit:

- Sicherer Medikamenten-Transport  
= Schutz vor kühlakkubedingtem Einfrieren  
= Schutz vor übermäßiger Erwärmung
- Reflektierender Stoff  
= Schutz vor übermäßiger Erwärmung
- Schadstofffreie Materialien,  
von unabhängigem Labor getestet

### Komfort:

- Schulterriemen  
= zusätzlicher Tragekomfort wird gewährleistet
- Geringes Gewicht

### Design und Größe:

- Helle Farbe  
= weniger Aufheizen durch Sonnenlicht
- Hochwertige Stoffqualität (Material wird u. a. auch im Profi-Outdoor-Sport eingesetzt)
- Klassisches, attraktives Design  
= angenehmer Begleiter für alle Altersklassen, auch für Kinder
- Elastische Medikamentenaufnahme Protect S: **16 cm x 4 cm x 14,5 cm (B/T/H)**  
Elastische Medikamentenaufnahme Proect M: **19 cm x 6,5 cm x 17,2 cm (B/T/H)**



Kühldauer 2° C bis 8° C, bei 20° C Außentemperatur	<b>ca. 17,40 Stunden</b>
Kühldauer 2° C bis 8° C, bei 30° C Außentemperatur	<b>ca. 11,25 Stunden</b>
Kühldauer 2° C bis 8° C, bei 40° C Außentemperatur	<b>ca. 6,20 Stunden</b>

Kühldauer 2° C bis 15° C, bei 20° C Außentemperatur	<b>ca. 22,85 Stunden</b>
Kühldauer 2° C bis 15° C, bei 30° C Außentemperatur	<b>ca. 13,42 Stunden</b>
Kühldauer 2° C bis 15° C, bei 40° C Außentemperatur	<b>ca. 8,85 Stunden</b>

Größe	<b>22 x 18 x 20 cm (B/T/H)</b>
Größe der Medikamentenaufnahme ( <b>siehe Unterpunkt Design und Größe</b> )	
Gewicht ohne Kühlakkus	<b>0,380 kg</b>
Gewicht inkl. 6 COOL*SAFE®-Kühlakkus	<b>1,25 kg</b>

Längste Kühldauer im Testvergleich\*!

\*TÜV Rheinland

Die fotografische Darstellung kann geringfügig vom Original abweichen.